


# FESI鉗子 ラインナップ

医療機器製造販売届出番号：23B1X00009000001

FESI鉗子の把持面には、一般的なスリットとダイヤ(注)の2種類があります。

(注：特注となります。お問い合わせください。)



## メリーランド剥離鉗子

剥離操作のほか、突起が無い構造のため縫合操作の補助鉗子に使用できます。その他に、先端強湾の60度、90度もございます。


### F E S I 鉗 子 シ リ ー ズ

商品名：FESI-V1 メリーランド剥離鉗子 (スリット)

製品番号：F1-D5-22-C533020 JANコード：4582159760029

商品名：FESI-V1 メリーランド剥離鉗子 (ダイヤ)

製品番号：F1-D5-22-G533020 JANコード：4582159760012



## 強湾60度メリーランド剥離鉗子

### F E S I 鉗 子 シ リ ー ズ

商品名：FESI-V1 60度メリーランド鉗子 (スリット)

製品番号：F1-D5-60-C533020 JANコード：4582159760043

商品名：FESI-V1 60度メリーランド鉗子 (ダイヤ)

製品番号：F1-D5-60-G533020 JANコード：4582159760036



## 強湾90度メリーランド剥離鉗子

### FESI鉗子シリーズ

商品名：FESI-V1 90度メリーランド鉗子（スリット）

製品番号：F1-D5-90-C533020 JANコード：4582159760067

商品名：FESI-V1 90度メリーランド鉗子（ダイヤ）

製品番号：F1-D5-90-G533020 JANコード：4582159760050



## MU繊維把持剥離鉗子

組織を強く把持できるほか、先端がテーパーしており、剥離も行えます。縫合操作の際、組織を把持できるとともに、糸の把持も可能で、結紮操作の際、糸がからまないように無突起構造となっています。多くの用途に使用できる万能鉗子です。

### FESI鉗子シリーズ

商品名：FESI-V1 MU繊維把持剥離鉗子（スリット）

製品番号：F1-G5-1000-C533525 JANコード：4582159760081

商品名：FESI-V1 MU繊維把持剥離鉗子（ダイヤ）

製品番号：F1-G5-1000-G533525 JANコード：4582159760074



## 有窓把持鉗子

胃を把持できるほか、リンパ節などのこわれやすい組織を把持できます。胃壁が把持できるように、組織把持力を高くしてあります。

### F E S I 鉗 子 シ リ ー ス

商品名：FESI-V1 有窓把持鉗子（スリット）

製品番号：F1-G5-10-C533525 JANコード：4582159760104

商品名：FESI-V1 有窓把持鉗子（ダイヤ）

製品番号：F1-G5-10-G533525 JANコード：4582159760098



## IO先端把持鉗子

先端部の接触面を増やし、把持力を強くしてあります。

### F E S I 鉗 子 シ リ ー ス

商品名：FESI-V1 IO先端把持鉗子（スリット）

製品番号：F1-G5-100-C533525 JANコード：4582159760142

商品名：FESI-V1 IO先端把持鉗子（ダイヤ）

製品番号：F1-G5-100-G533525 JANコード：4582159760135



## 有窓把持鉗子ロング

腸管（小腸，大腸）を把持するのに有用です。特にスリットはやさし把持する事を目的としております。リンパ節などのこわれやすい組織も把持できます。

### F E S I 鉗 子 シ リ ー ズ

商品名：FESI-V1 有窓把持鉗子ロング（スリット）

JANコード：4582159760128(把持面スリット 製品番号：F1-G5-15-C535038)

商品名：FESI-V1 有窓把持鉗子ロング（ダイヤ）

JANコード：4582159760111(把持面ダイヤ 製品番号：F1-G5-15-G535038)