

# フェジ鉗子シリーズ

## 腹腔鏡下手術鉗子

医療機器製造販売届出番号

21B2X10011000001




# フェジ鉗子 ラインナップ

医療機器製造販売届出番号：23B1X00009000001

フェジ鉗子の把持面には、一般的なスリットとダイヤ(注)の2種類があります。

(注：特注となります。お問い合わせください。)



## メリーランド剥離鉗子


剥離操作のほか、リンク部が無突起構造のため縫合操作の補助鉗子に使用できます。その他に、先端強湾の60度、90度もございます。

商品名：FESI-V1 メリーランド剥離鉗子 (スリット)

製品番号：F1-D5-22-C533020

商品名：FESI-V1 メリーランド剥離鉗子 (ダイヤ)

製品番号：F1-D5-22-G533020




## 強湾60度メリーランド剥離鉗子

商品名：FESI-V1 60度メリーランド鉗子 (スリット)

製品番号：F1-D5-22-C533020

商品名：FESI-V1 60度メリーランド鉗子 (ダイヤ)

製品番号：F1-D5-22-G533020



## 強湾90度メリーランド剥離鉗子

商品名：FESI-V1 90度メリーランド鉗子（スリット）  
製品番号：F1-D5-22-**C**533020

商品名：FESI-V1 90度メリーランド鉗子（ダイヤ）  
製品番号：F1-D5-22-**G**533020



## MU織細把持剥離鉗子

組織を強く把持できるほか、先端がテーパーしており、剥離も行えます。縫合操作の際、組織を把持できるとともに、糸の把持も可能で、リンク部が無突起構造となっていますので、結紮操作の際、糸がからみにくいです。多くの用途に使用できる万能鉗子です。

商品名：FESI-V1 MU織細把持剥離鉗子（スリット）  
製品番号：F1-G5-1000-**C**533525

商品名：FESI-V1 MU織細把持剥離鉗子（ダイヤ）  
製品番号：F1-G5-1000-**G**533525



## 有窓把持鉗子

胃を把持できるほか、リンパ節などのこわれやすい組織を把持できます。胃壁が把持できるように、組織把持力を高くしてあります。

商品名：FESI-V1 有窓把持鉗子（スリット）

製品番号：F1-G5-10-C533525

商品名：FESI-V1 有窓把持鉗子（ダイヤ）

製品番号：F1-G5-10-G533525



## IO先端把持鉗子

先端部の接触面を増やし、把持力を強くしてあります。

商品名：FESI-V1 IO先端把持鉗子（スリット）

製品番号：F1-G5-100-C533525

商品名：FESI-V1 IO先端把持鉗子（ダイヤ）

製品番号：F1-G5-100-G533525



## 有窓把持鉗子ロング

腸管（小腸，大腸）を把持するのに有用です。特にスリットはやさしく把持する事を目的としております。リンパ節などのこわれやすい組織も把持できます。

商品名：FESI-V1 有窓把持鉗子ロング（スリット）

製品番号：F1-G5-15-C535038

商品名：FESI-V1 有窓把持鉗子ロング（ダイヤ）

製品番号：F1-G5-15-G535038